



Numéro notice / Instruction sheet No.	S00002132
Date de création / Creation date	03/07/2020
Révision n° / Revision No.	02
Date d'application / Date of application	19/11/2021

**CE** Ce produit est conforme avec la directive 93/42/CEE des dispositifs médicaux. This product is conform with the directive 93/42/CEE for medical products.


Références	kg	kg	kg
047820 - 047825	150 kg	5,75 kg	6 kg
047820 - 047825 (accoudoirs)	60 kg		
047830 - 047835	150 kg	3,05 kg	3,30 kg
047836	150 kg		2,790 kg

**Ne pas installer cet équipement avant d'avoir lu les instructions ci-dessous :** **Instructions de montage.** Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit (position baissée) contre le mur de façon à ce que la béquille soit PERPENDICULAIRE au sol, puis marquer les emplacements de perçage. Le choix des chevilles doit être adapté au support mural. Les points de fixation doivent être impérativement respectés. **Entretien et nettoyage. IMPORTANT :** Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'usage des solutions de savon doux. **ATTENTION : NE PAS UTILISER** de produits de nettoyage à base de cétones, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuer un rinçage à l'eau claire. **Avertissements liés à la sécurité. Le siège de douche ajoute de la sécurité à l'utilisateur si il est installé conformément aux instructions. Après Montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Le siège de douche est conçu pour une utilisation en position assise. Pour la sécurité de l'utilisateur, il est FORMELLEMENT INTERDIT de monter debout sur le siège. Lorsque le siège est en position relevée, NE PAS L'UTILISER comme barre d'appui. Afin d'éviter tous risques de pincement, ne pas mettre les doigts dans les parties mobiles. Il est FORMELLEMENT INTERDIT d'utiliser l'accoudoir comme barre d'appui ou pour effectuer un transfert. Le produit ne contient aucune substance dangereuse pour la santé. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure provoquée par la mauvaise installation ou utilisation de ce siège de douche.** En fin de vie, le produit doit être confié par l'utilisateur à la filière de récupération homologuée à cet effet dans le pays d'utilisation.


**Do not install this equipment before reading the following instructions:** **Fitting instructions.** Before drilling the wall, physically position the product (in the lowered position) against the wall so that the stand is PERPENDICULAR to the floor; then mark the positions of the holes to be drilled. Pegs have to be selected according to the type of wall. The fixation points have to be imperatively respected. **Cleaning and maintenance. IMPORTANT:** In order to guarantee the lasting quality of this product and user's safety, we recommend the use of mild soaps when cleaning. **CAUTION: DO NOT USE** cleaning products made of: ketones, hydrocarbons, acids, bases, esters and ethers. After the use of a cleaning product, rinse with clear water. **Safety warnings.** The shower seat provides more security to the user if it is fitted according to instructions. After fitting and before using, make sure that fixing screws are tightened securely. The shower seat is designed to be used in a seated position. To guarantee the user's safety, it is FORMALLY FORBIDDEN to climb and stand on the seat. When the seat is in a raised position, DO NOT USE it as a grab bar. To avoid any pinching risks, do not put fingers in the mobile parts. It is formally FORBIDDEN to use the armrest as a grab bar or to make a transfer. **The product does not contain any hazardous substances to health. The manufacturer disclaims all responsibility in case of injury caused by improper installation or use of this shower seat.** At the end of its life cycle, the user must have the product recycled by a certified facility in the country of use.

Vous aurez besoin / You will need			

**SIÈGE PIED FIXE AVEC DOSSIER ET ACCOUDOIRS / FIXED STAND SEAT WITH BACKREST AND ARMRESTS: 047820**



**SIÈGE PIEDS RÉGLABLES AVEC DOSSIER ET ACCOUDOIRS / ADJUSTABLE FEET SEAT WITH BACKREST AND ARMRESTS: 047825**




**SIÈGE PIED FIXE / FIXED STAND SEAT : 047830**




**SIÈGE PIEDS RÉGLABLES / ADJUSTABLE FEET SEAT: 047835 - 047836**






1 - Régler la hauteur d'assise souhaitée  
Adjust the desired seat height

2 - Ajuster les pieds réglables selon les pentes du receveur  
Adjust feet according to the gradient of the shower base



1 - Vérifier la planéité de l'assise  
Make sure that the seat is plane




1- Marquer l'entraxe. Percer le mur  
Determine the distance between the 2 holes to drill . Drill

Siège seul  
Seat, alone

Siège avec dossier et accoudoirs  
Seat with backrest and armrests

Visser / screw ① ② ③ ④

Visser / screw ② ③




1- Marquer l'entraxe. Percer le mur  
Determine the distance between the 2 holes to drill . Drill

Siège seul  
Seat, alone


Siège avec dossier et accoudoirs  
Seat with backrest and armrests

Visser / screw ① ② ③ ④

Visser / screw ② ③




Démonter les capots et les axes des accoudoirs  
Remove armrests' covers and axles




Positionner le dossier sur le siège  
Position the backrest on the seat

6a





Marquer l'entraxe. Percer le mur  
Determine the distance between the 2 holes to drill . Drill

6b




Marquer l'entraxe. Percer le mur  
Determine the distance between the 2 holes to drill . Drill

7




Visser / screw ① ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

8



Placer les accoudoirs sur la fixation. Insérer les axes de rotation  
Set the armrests on the wall bracket. Insert the rotation axes

9



Fermer avec les capots de protection  
Add the protective covers

